

MICROPIPETAS ACURA MANUAL 825



Ajuste de volumen inteligente y fiable
 Display digital de precisión visible en todo momento
 Ejector de puntas ajustable Justip™ que se adapta a la mayoría de las puntas
 Sistema de calibración por el usuario Swift-set
 Resistencia a los golpes, los rayos ultravioleta y el autoclave



Botón eyector



Eyección ajustable de la punta

| Volumen μ | Divisiones μ | Referencia | PVP |
|-------------------|------------------|---------------|-----|
| 0.1-2 μ l | 0.002 | 143.001-AM825 | 274 |
| 0.5-10 μ l | 0.01 | 143.002-AM825 | 274 |
| 1-10 μ l | 0.01 | 143.003-AM825 | 257 |
| 2-20 μ l | 0.02 | 143.004-AM825 | 257 |
| 5-50 μ l | 0.1 | 143.005-AM825 | 204 |
| 10-100 μ l | 0.1 | 143.006-AM825 | 204 |
| 20-200 μ l | 0.2 | 143.007-AM825 | 204 |
| 100-1.000 μ l | 1 | 143.008-AM825 | 204 |

Valores obtenidos con agua bidestilada a temperatura constante (+/- 0,5°C) comprendida entre 20 y 25°C de acuerdo con la norma ISO 8655