

CINTA PARA ESTERILIZACION

Rollo de 50 metros de cinta autoadhesiva que cambia de color cuando ha sido utilizada en procesos de esterilización. Las franjas blancas cambian de color blanco a marrón cuando ha sido expuesta a 120°C durante al menos 20 minutos, a 125°C durante 10 minutos o a 135°C durante 5 minutos. Puede conservarse durante 2 años en su embalaje original protegida de la humedad



Medidas	Metros	Ancho	Gramaje	Espesor	Referencia
19x55	5	19 mm	40 g/mq	0.135 mm	563.001