

DIGESTOR PARA TRIQUINA



| Despiece | Referencia |
|-----------------------------------------|----------------|
| Embudo decantación 2.000 ml grifo PTFE | 063.950-T |
| Embudo graduado 50 ml grifo PTFE | 063.050-T |
| Vaso forma baja 3.000 ml | 178.952-B |
| Probeta graduada 25 ml | 164.025 |
| Plato con varilla 600x10 mm | 458.600 |
| 3 Dobles Nueces | 440.013 |
| Aro cerrado sin nuez 120 mm | 435.120 |
| Aro cerrado sin nuez 80 mm | 435.080 |
| Pinza sin nuez para embudo 50 ml | 454.010 |
| Tamiz 100 mm 180 micras paso de luz | 722.010 |
| Agitador Modelo 693/10 con sonda Pt-100 | 580.69310 |
| Balanza 1.000 g precisión 0.1 g | 600.5161310 |
| Varilla recoge imanes de PTFE | 582 |
| Bolsa con 20 placas Rodac | 026.060-R |
| Iman agitador 8x50 mm | 582.850 |
| Completo | 722.001 |

De suministra con 20 placas Rodac de obsequio