


PAPEL DE pH

El papel pH está impregnado de un indicador o de una mezcla de indicadores que al ponerse en contacto con la solución a analizar adopta un color dependiendo del pH de dicha solución.

El uso del papel es un método económico y rápido para análisis rutinarios o de campo que requieran la determinación del pH en soluciones acuosas en cuestión de segundos

La caja está provista de una escala de colores para la determinación del pH de la solución por comparación con el color obtenido en la tira.



Cajitas de 100 tiras

Escala pH	Rango	Referencia
0-14	1/1	562.001

Cajitas de 200 tiras

Escala pH	Rango	Referencia
0-14	1/1	562.005

Rollo de 5 metros

Escala pH	Rango	Referencia
1-14	1/1	562.005-R